


Les avantages d'un monte-escalier Freelift de Handicare



“C'est une solution sûre, attrayante et parfaitement adaptée à mon intérieur”

“Mon monte-escalier Freelift de Handicare s'adapte parfaitement à mon escalier étroit et offre malgré tout suffisamment d'espace aux autres utilisateurs. L'installation s'avère parfaite et d'une telle simplicité que j'ai pu m'en servir directement. Je suis très content(e) du silence et du confort offerts par mon monte-escalier et je me sens à nouveau en sécurité. J'aurais dû l'installer il y a des années”.

Handicare Monte-escaliers fabrique et installe des monte-escaliers depuis plus de 125 ans et possède de nombreux utilisateurs satisfaits à travers le monde. Les innovations de l'entreprise assurent la livraison des monte-escaliers les plus confortables, les plus sûrs et les plus silencieux. Pratiques et élégants, les monte-escaliers Freelift de Handicare s'intègrent à toute habitation et tout intérieur grâce à notre riche gamme de chaises, de rails et de coloris. Grâce à une qualité supérieure à tous les niveaux, les monte-escaliers Handicare constituent un atout précieux pour votre confort. Vous profiterez en toute sécurité, de votre indépendance à domicile, avec un appareil moderne et disponible à un prix attrayant. Cet investissement ponctuel vous permet de conserver votre mobilité et de rester dans votre propre domicile. Les solutions ad-hoc comme le fait de dormir au rez-de-chaussée ou de déménager appartiennent désormais au passé.

Le monte-escalier Handicare vous offre confort et sécurité et son achat constitue un beau geste à votre égard et à l'égard de votre entourage.

Une solution parfaite pour chaque escalier

Handicare possède une solution adaptée à chaque escalier. Tous les monte-escaliers Freelift en courbe partagent les mêmes caractéristiques : une utilisation simple, silencieuse et une conception fonctionnelle avec un seul rail tubulaire. Avec notre gamme de monte-escaliers, nous sommes en mesure d'installer un modèle Handicare dans chaque type d'habitat, de vous faire monter confortablement les escaliers, même les plus compliqués et ce, en toute sécurité. Son design compact offre de l'espace en abondance aux autres utilisateurs de votre escalier.

Freelift Rembrandt



Courbe intérieure

Freelift Van Gogh



Courbe extérieure

Freelift Vermeer




Étages multiples

Une solution sur mesure pour chaque situation


Une finition parfaite, une fabrication 100% sur mesure avec en sus... une installation rapide chez vous. Après une visite informelle, nous vous expliquerons dans le détail toutes les fonctions de votre monte-escalier.

Chaque monte-escalier Handicare a été adapté à votre escalier. Nous nous servons de la technologie de pointe PhotoSurvey pour prendre des mesures précises et nous disposons de toutes les options nécessaires pour intégrer au mieux votre monte-escalier à votre escalier.


Variantes d'extrémité de rail – haut et bas



Parking courbe à 90°




Prolongation horizontale en haut



Rail standard en bas



Rail court et arrondi en bas



Prolongation horizontale en bas



Parking courbe à 90° en bas



Parking courbe à 180° en bas


Extrémité de chute

Parfaitement adapté, le rail à extrémité de chute Handicare peut vous épargner le montage d'un rail à charnière au bas de votre escalier.



Rail escamotable automatique

Pour éviter de bloquer le bas des escaliers, au niveau d'une porte, par exemple, nous proposons un rail escamotable ou à charnière automatique doté d'un système de sécurité.



Une couleur de rail correspondante

Les couleurs blanc cassé, marron et gris disponibles pour les rails en courbe Handicare permettent de les adapter à chaque intérieur.



Options de la chaise



Manette

Cette manette d'utilisation simple peut être positionnée sur l'accoudoir gauche ou droit.



Clé de contact

La clé se retire pour éviter tout usage abusif.



Volume réduit du design

Les accoudoirs et le repose-pieds se rabattent sans difficulté, offrant un maximum d'espace dans votre escalier.



Siège incliné vers le bas à 45°

La chaise est capable de se déplacer vers le bas à un angle de 45°. Par conséquent, dans les escaliers particulièrement étroits ou lorsqu'un utilisateur ne peut fléchir les genoux entièrement, vous pouvez installer un Freelift Van Gogh avec une chaise inclinée à 45° et un repose-pieds spécialement adapté. Cette solution permet d'éviter des travaux considérables ou vous épargner les frais d'un ascenseur domestique.



Ceinture de sécurité

Installée par défaut pour assurer votre protection et votre sécurité.



Télécommande

Une légère pression sur les boutons d'appel et d'envoi et le monte-escalier est toujours à portée de la main.



Pivotement manuel

Levier d'abaissement pour faire pivoter le siège et s'installer ou descendre en toute sécurité.

Pivotement motorisé*

disponible, commandé par la manette.

Fonction strapontin*

Le repose-pieds se rabat simultanément avec la chaise.

*en option

Une chaise adaptée à chaque intérieur

Les monte-escaliers Handicare offrent une riche gamme de chaises disponibles dans de nombreux coloris. Le choix ne manque pas, en terme de confort et de style, pour adapter votre monte-escalier à votre domicile. Association parfaite entre technologie et beauté.

Elegance

La nouvelle chaise Elegance, légèrement rembourrée, offre un design élégant allié à un confort sophistiqué.

Revêtement Choix de couleurs



ROUGE BORDEAUX CRÈME CACAO



Classic

Très demandée, la chaise Classic offre une finition attrayante de cuir à effet granulé. Fabriquée de polyuréthane durable, anti-glissant, elle résiste à l'usure et se nettoie sans difficulté.

Revêtement Choix de couleurs



ANTHRACITE ROUGE BORDEAUX BEIGE



Basic

Un design ergonomique qui se combine parfaitement au confort de cette chaise.

Revêtement Choix de couleurs



ROUGE BORDEAUX BEIGE CRÈME PU

